

Identificación de biomoléculas

Solo hay que interpretar resultados, sin fundamento químico.

Los cuatro ensayos

Ensayo	Detecta	Positivo	Ojo
Benedict	Glúcidos reductores	azul → rojo ladrillo	Sacarosa y polisacáridos: – (+ tras hidrolizar)
Lugol	Almidón	azul-negro	No detecta glucosa
Biuret	Proteínas	azul → violeta	Desnaturalizadas: +; aminoácidos sueltos: –
Sudán	Lípidos	grasa rojo-anaranjada	La capa de aceite queda arriba

Controles

- **Positivo:** sustancia conocida que da +.
- **Negativo:** agua destilada.

Variables

- **Independiente:** lo que se cambia.
- **Dependiente:** lo que se observa.
- **Controladas:** lo que se mantiene igual.

Pistas para deducir

- Monosacárido: reductor, no hidrolizable.
- Sacarosa: no reductora, hidrolizable.
- Almidón: insoluble, no dulce, Lugol +.
- Leche entera: Benedict +, Biuret +, Sudán +.